



CURA F

VERSATILE E RIUTILIZZABILE

Questa visiera riutilizzabile e di facile utilizzo è stata progettata e sviluppata specificamente per gli operatori sanitari. Compatibile con tutti gli occhiali da vista, CURA-F è perfettamente adatta per fornire una protezione efficace contro virus, gocce e schizzi. Facile da montare, regolare e pulire, assicura comfort prestazioni e affidabilità assoluti e di lunga durata. CURA-F è progettata, prodotta e assemblata nel Regno Unito, utilizzando materiali di provenienza locale. Perché proteggere il pianeta significa proteggere, in prospettiva, la vita.

- + **PROTEZIONE PARTE SUPERIORE
LEGGERA E AUTOCLAVABILE (NYLON)**
- + **PELLICOLA PROTETTIVA ESTERNA
COLORATA, FACILE DA RIMUOVERE**
- + **LAVABILE E RIUTILIZZABILE**
- + **PLATINUM LITE, TRATTAMENTO
ANTIAPPANNAMENTO**



TECNOLOGIE

PLATINUM LITE

VERSIONI



PFSCURFP02



PFSCURFP03



PFSCURFP04



CURA F

VERSIONE	CODICE	MARCATURA DELLALENTE	MARCATURA DEL TELAIO	TRATTAMENTO	STANDARD
CLEAR	PFSCURFP02	CE CROWN Z87	CE CROWN Z87 D3	PLATINUM LITE	CE-UKCA
CLEAR	PFSCURFP03	CE CROWN Z87	CE CROWN Z87 D3	PLATINUM LITE	CE-UKCA
CLEAR	PFSCURFP04	CE CROWN Z87	CE CROWN Z87 D3	PLATINUM LITE	CE-UKCA

I CERTIFICATI DI APPROVAZIONE DEI PRODOTTI BOLLÉ SAFETY SECONDO GLI STANDARD CE SARANNO INVIATI SU RICHIESTA.



PFSCURFP02

TELAIO/ TEMPLI/ELASTICO/FIBBIE



PFSCURFP03

TELAIO/ TEMPLI



PFSCURFP04

TELAIO/ELASTICO/FIBBIE

CARATTERISTICHE GENERALI

LENTE	PET	BANDA ELASTICA	ISOPRENE - BIANCO
TELAIO	-	USARE	MULTIUSO
PESO	68 g	FORNITO CON	



CONFEZIONAMENTO E CODICE EAN13

UNITÀ:	SCATOLA INTERNA:	CONFEZIONE ESTERNA I:
Dimensione: 38 x 27 x 2 mm	Dimensione: xx cm Peso: g	Dimensione: 58 x 38 x 20 cm Peso: kg
3660740013202	- pcs	3660740213206 -50 pcs
3660740013103	- pcs	3660740213107 -50 pcs
3660740013202	- pcs	3660740213206 -50 pcs

CODICE DOGANALE: 90049010

PULIZIA E CONSERVAZIONE

PULIZIA: Le lenti devono essere pulite regolarmente. Bollé Safety raccomanda di utilizzare solo il sistema di pulizia delle lenti B-clean.

MANUTENZIONE: Se il visore è graffiato o danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Se il telaio è danneggiato deve essere sostituito completamente il prodotto. Dopo ogni utilizzo si raccomanda di conservare gli occhiali in un sacchetto di microfibra o in una custodia rigida.

CONSERVAZIONE: Tutti i prodotti devono essere conservati in un ambiente asciutto e pulito.



MADE IN: UK

SCHEDA TECNICA: 01-07-2022

bolle-safety.com

Europe Headquarters
34 rue de la Soie
69100 Villeurbanne
France
Tél. : 00 33 (0) 4 78 85 23 64

U.K. & Ireland
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY - UK
Tél. : 00 44 (0)208 391 4700

USA Office
2810 Caribou Court, Suite 160
Carlsbad, CA 92010
United States of America
Tél. : 800 222 6553

Asia-Pacific Office
32-40 Fairchild Street
Heatherton VIC 3202
Australia
Tél. : 1300 138 098



THE PPE EYEWEAR
SPECIALISTS